

美国飞尼思

妇科专利利普(LEEP)刀头

Loop Electrosurgical Excision Procedure

UTAHLOOP® 手术电极

出色的HPV处理手术电极

由美国犹他医疗产品有限公司设计和制造的UtahLoop手术电极完全能够得到预期的手术效果。

- Safe-T-Gauge技术，在手术过程中能够调整组织切割的深度。
- 手术医生可以预先设定深度，避免在手术过程中过多切除掉宫颈组织，采用高品质、耐用的钨丝切割线。
- 为固定电极位置提供更好的稳定性，避免组织表面切除过多而深部切除不充分一个环形电极可以得到几个不同的电切深度，在特定的手术中提供特定的环形电极，也减少了匹配各种尺寸电极的需要。

纯钨丝电极：

所有环形电极都使用高级钨丝电极，钨丝电极在高温工作时其机械强度更高

彩色标识：

彩色电极柄能够更加容易识别不必对照产品编号,方便使用



C-LETZ® 专利宫颈锥切电极

处理宫颈深部的病变组织

采用犹他医疗产品有限公司专利技术的C-LETZ电极配备特殊形状的钨丝电极能够完全切除CIN病变组织，避免切除正常的宫颈组织。

- 减少术后宫颈狭窄的可能性
- 减少术后复发和继续发展的机率
- 手术同时进行止血，一般手术无法完成
- 轮廓线形状提供始终清晰的切除边缘，提供98%的某些组织病理学诊断率
- 与"顶帽"切除相比，提供单个组织标本，消除横切除组件的热损伤
- 通过保存健康的组织，有可能降低宫颈管狭窄的可能性
- 尽可能有可能减少复发和/或进展速度
- 与冷刀锥切相比，提供同时止血
- 六角轴功能将电极锁入笔中

美国原装进口
中国区总代理

DCE-125
9mm Rad
13mm D

DCE-120
12mm Rad
10mm D

DCE-115
11mm Rad
18mm D

DCE-110
15mm Rad
23mm D

DLP-N11
15mm L
Macro Needle

DLP-U11
15mm L Micro
Needle

DBL-511
5mm diameter

DBL-311
3mm diameter

C-Letz锥切:

电极的轮廓线设计用于很好的切除有腺体受累
的病变。可确保清晰的
切除边缘。



华康普美
HKPROMED

北京华康普美科技有限公司

地址: 北京西城区广安门外大街168号朗琴国际A座602, 603室
电话: 010-83069266/9566 63330388 传真: 010-63420320
Mail: sales@hkpromed.com Web: www.hkpromed.com